

	Bestdent Foshan Medical Equipment Co., Ltd	
	Mode d'emploi	N° de fichier : BS-CE-01-02-02
		Version: 4 . 0
		Page: 1 of 14

CE₁₆₃₉

Turbine dentaire à grande vitesse

Mode d'emploi

[Modèles]

☐201A1 ☐201A2 ☐201A3 ☐201A4 ☐201A5 ☐201A6 ☐201A7 ☐201A8
☐201B1 ☐201B2 ☐201B3 ☐201B4
☐201C1 ☐201C2 ☐201C3 ☐201C4 ☐201C5 ☐201C6 ☐201C7
☐201D1 ☐201D2 ☐201D3 ☐201D4
☐201E1 ☐201E2 ☐201E3 ☐201E4 ☐201E5 ☐201E6 ☐201E7 ☐201E8 ☐201E9
☐201F1 ☐201F2 ☐201F3 ☐201F4 ☐201F5 ☐201F6 ☐201F7 ☐201F8 ☐201F9 ☐201F10
☐201F11 ☐201F12
☐201G1 ☐201G2 ☐201H1 ☐201H2

	Bestdent Foshan Medical Equipment Co., Ltd	
	Mode d'emploi	N° de fichier : BS-CE-01-02-02
		Version: 4 .0
		Page: 2 of 14

[Avant de commencer]

1.1 Utilisation prévue

Destinée au forage et au meulage dans la cavité buccale.

1.2 Utilisateurs prévus

Professionnels de santé de toutes les spécialités de l'art dentaire.

1.3 Population de patients concernée

Patients nécessitant des restaurations dentaires, quels que soient leur âge, leur sexe ou leur origine. La décision d'utiliser une turbine à grande vitesse peut tenir compte de l'état bucco-dentaire du patient, de ses besoins thérapeutiques spécifiques et de la faisabilité clinique, mais relève de la seule responsabilité du chirurgien-dentiste.

1.4 Indications

Patients nécessitant des traitements dentaires tels que la préparation des cavités, les procédures restauratrices et le polissage.

1.5 Environnement d'utilisation

Hôpital ou cabinet dentaire.

1.6 Contre-indications

- 1) L'utilisation de cet équipement est interdite chez les patients porteurs d'un stimulateur cardiaque.
- 2) Les praticiens porteurs d'un stimulateur cardiaque ne doivent pas utiliser cet équipement.
- 3) Les patients atteints de maladies cardiaques, les femmes enceintes et les enfants doivent utiliser cet équipement avec prudence.

[Description technique]

2.1 Structure de la turbine

La turbine dentaire à grande vitesse se compose notamment d'une tête de turbine, d'un corps, d'un conduit d'arrivée d'air et d'un conduit de refroidissement.

	Bestdent Foshan Medical Equipment Co., Ltd	
	Mode d'emploi	N° de fichier : BS-CE-01-02-02
		Version: 4 .0
		Page: 3 of 14




Fig. 1 Structure de la 201F

2.2 Accessoires inclus

Aucun.

2.3 Accessoires non inclus mais nécessaires à l'utilisation

Utiliser des fraises diamantées et en carbure de tungstène à queue standard, concentriques, conçues pour les turbines à grande vitesse, portant le marquage CE et répondant aux critères suivants :

Type de fraise	ISO 1797-1 Type 3, fraise à queue courte / fraise standard Ø 1,59–1,60 mm
Longueur max. de la fraise	23 mm
Diamètre de travail maximal (ISO 2157)	2mm

2.4 Caractéristiques techniques

Modèle	Raccord ¹	Taille de la tête (mm)	Type de mandrin	Vitesse (tr/min)	Remarque
201A1	B2	10mm	Mandrin à clé standard	280000~350000	² Remarque
201A2	M4	10mm	Mandrin à clé standard	280000~350000	² Remarque
201A3	B2	10mm	Mandrin à bouton-poussoir standard	280000~350000	² Remarque
201A4	M4	10mm	Mandrin à bouton-poussoir standard	280000~350000	² Remarque
201A5	B2	13mm	Mandrin à clé Super	280000~350000	² Remarque
201A6	M4	13mm	Mandrin à clé Super	280000~350000	² Remarque
201A7	B2	13mm	Mandrin à bouton-poussoir Super	280000~350000	² Remarque
201A8	M4	13mm	Mandrin à bouton-poussoir Super	280000~350000	² Remarque
201B1	B2	10.6mm	Mandrin à bouton-poussoir standard	280000~350000	² Remarque
201B2	M4	10.6mm	Mandrin à bouton-poussoir standard	280000~350000	² Remarque
201B3	B2	12.3mm	Mandrin à bouton-poussoir	280000~350000	² Remarque

			Super		
201B4	M4	12.3mm	Mandrin à bouton-poussoir Super	280000~350000	² Remarque
201C1	B2	10.6mm	Mandrin à bouton-poussoir standard	280000~350000	² Remarque
201C2	M4	10.6mm	Mandrin à bouton-poussoir standard	280000~350000	² Remarque



	Bestdent Foshan Medical Equipment Co., Ltd	
	Mode d'emploi	N° de fichier : BS-CE-01-02-02
		Version: 4 .0
		Page: 4 of 14

201C3	B2	12.3mm	Mandrin à bouton-poussoir Super	280000~350000	² Remarque
201C4	M4	12.3mm	Mandrin à bouton-poussoir Super	280000~350000	² Remarque
201C5	B2	10.6mm	Mandrin à bouton-poussoir à 45°	280000~350000	² Remarque
201C6	M4	10.6mm	Mandrin à bouton-poussoir à 45°	280000~350000	² Remarque
201C7	N	10.6mm	Mandrin à bouton-poussoir à 45°	280000~350000	² Remarque
201D1	B2	10.7mm	Mandrin à bouton-poussoir standard	280000~350000	² Remarque
201D2	M4	10.7mm	Mandrin à bouton-poussoir standard	280000~350000	² Remarque
201D3	B2	12.5mm	Mandrin à bouton-poussoir Super	280000~350000	² Remarque
201D4	M4	12.5mm	Mandrin à bouton-poussoir Super	280000~350000	² Remarque
201E1	B2	8.85mm	Mandrin à bouton-poussoir Mini	280000~350000	² Remarque
201E2	M4	8.85mm	Mandrin à bouton-poussoir Mini	280000~350000	² Remarque
201E3	N	8.85mm	Mandrin à bouton-poussoir Mini	280000~350000	² Remarque
201E4	B2	10.3mm	Mandrin à bouton-poussoir standard	280000~350000	² Remarque
201E5	M4	11.4mm	Mandrin à bouton-poussoir standard	280000~350000	² Remarque
201E6	N	11.4mm	Mandrin à bouton-poussoir standard	280000~350000	² Remarque
201E7	B2	11.9mm	Mandrin à bouton-poussoir Super	280000~350000	² Remarque
201E8	M4	11.9mm	Mandrin à bouton-poussoir Super	280000~350000	² Remarque
201E9	N	12.3mm	Mandrin à bouton-poussoir Super	280000~350000	² Remarque
201F1	B2	10.6mm	Mandrin à bouton-poussoir Mini	380000~420000	² Remarque,Éclairage LED
201F2	M4	10.6mm	Mandrin à bouton-poussoir Mini	380000~420000	² Remarque,Éclairage LED
201F3	N	10.6mm	Mandrin à bouton-poussoir Mini	380000~420000	² Remarque,Éclairage LED
201F4	B2	10.6mm	Mandrin à bouton-poussoir standard	380000~420000	² Remarque,Éclairage LED
201F5	M4	10.6mm	Mandrin à bouton-poussoir standard	380000~420000	² Remarque,Éclairage LED
201F6	N	10.6mm	Mandrin à bouton-poussoir standard	380000~420000	² Remarque,Éclairage LED
201F7	B2	12.3mm	Mandrin à bouton-poussoir Super	380000~420000	² Remarque,Éclairage LED
201F8	M4	12.3mm	Mandrin à bouton-poussoir Super	380000~420000	² Remarque,Éclairage LED
201F9	N	12.3mm	Mandrin à bouton-poussoir Super	380000~420000	² Remarque,Éclairage LED
201F10	B2	10.6mm	Mandrin à bouton-poussoir à 45°	380000~420000	² Remarque,Éclairage LED
201F11	M4	10.6mm	Mandrin à bouton-poussoir à 45°	380000~420000	² Remarque,Éclairage LED
201F12	N	10.6mm	Mandrin à bouton-poussoir à 45°	380000~420000	² Remarque,Éclairage LED

201G1	SL	10.6mm	/	280000~350000	² Remarque, fibre optique optique
201G2	SL	12.5mm	/	280000~350000	² Remarque, fibre optique optique
201H1	N	11.5mm	Avec raccord rapide	280000~350000	² Remarque, Éclairage LED
201H2	N	11.5mm	Avec raccord rapide	280000~350000	² Remarque, Éclairage LED

	Bestdent Foshan Medical Equipment Co., Ltd	
	Mode d'emploi	N° de fichier : BS-CE-01-02-02
		Version: 4 .0
		Page: 5 of 14

1 Remarque :

without optique			With optique
B2 (raccord 2 trous)	M4 (raccord 2 trous)	N (raccord rapide NSK)	SL (raccord rapide Sinora)
			

2 Remarque

Description	Paramètres
Pression d'air moteur	220-250kPa (2.2-2.5bar) > 1.5L/min
Pression d'air de spray	200kPa (2.0 bar) > 1.5L/min
Pression d'eau	200kPa (2.0 bar) >50mL/min
Puissance de la lampe	0.2w

[Utilisation]

3.1 Mise en place et retrait de la fraise

1) Mandrin à clé



.Pull the rod of Bur Key, place it on handpiece head (Fig. 1) , release the rod and lock at hole of shaft, turn the rod in anti-clockwise direction 1/4 round, remove out bur (Fig.2 , Avoiding to turn over 1/4 round) .

Insérer la fraise et tourner la tige dans le sens des aiguilles d'une montre (Fig. 3). La fraise doit être insérée jusqu'en butée ; dans le cas contraire, une usure prématurée des roulements peut survenir.

Ne pas faire fonctionner la turbine sans fraise ni mandrin de test afin d'éviter d'endommager les roulements.

	Bestdent Foshan Medical Equipment Co., Ltd	
	Mode d'emploi	N° de fichier : BS-CE-01-02-02
		Version: 4 . 0
		Page: 6 of 14




Fig. 1

Fig. 2

2) Mandrin à bouton-poussoir

Après l'arrêt complet de la fraise, appuyer fermement sur le bouton-poussoir et retirer la fraise (Fig. 4).

RETIRER

APPUYER




Fig. 3

Fig. 4

Appuyer fermement sur le bouton-poussoir et insérer délicatement la fraise dans le logement à l'arrière de la tête jusqu'en butée (Fig. 4).

Contrôler régulièrement la fraise en cas d'utilisation prolongée.

3.2 Remplacement de la cartouche

1) Retrait

Insérer le mandrin de test dans la turbine, utiliser la clé pour ouvrir le capuchon arrière, puis pousser le mandrin de test afin de retirer la cartouche (Fig. 5).

2) Installation

Placer la cartouche dans la tête de la turbine en alignant l'ergot/les ergots de positionnement avec la rainure de la tête, puis visser fermement le capuchon arrière (Fig. 6).

Remarques :

Le filetage du capuchon arrière est très fin ; le visser délicatement.

Utiliser une cartouche de qualité.

	Bestdent Foshan Medical Equipment Co., Ltd	
	Mode d'emploi	N° de fichier : BS-CE-01-02-02
		Version: 4 .0
		Page: 7 of 14




Fig. 5




Fig. 6

3.3 Raccordement au flexible de la turbine

Raccorder les conduites d'arrivée/de sortie (air de spray, eau, broches) du raccord au flexible de la turbine, puis visser fermement.

4. Raccordement de la turbine au raccord rapide (applicable aux modèles 201C7, 201E3, 201E6 et 201E9)

1) Retrait : saisir la turbine et le moteur respectivement, puis tirer pour les séparer.

2) Mise en place : insérer la turbine dans le raccord rapide et tourner jusqu'à enclenchement. 5.

Réglage du débit d'eau par le raccord rapide (applicable aux modèles 201G1 et 201G2)

Lorsque les deux repères sont alignés, le débit est maximal. Tourner la bague de réglage dans le sens de la flèche pour réduire progressivement le débit jusqu'à l'arrêt. (Fig. 7)

maximal



Fig. 7

[Retraitement conformément à l'ISO 17664-1]

This handpiece can be capable of being subjected to a minimum of 250 reprocessing cycles. The lifecycle of the medical device is validated for 250 reprocessing cycles. After 250 reprocessing cycles, no significant negative effect on the product condition from processing could be detected. The possible number of applications does not depend on the processing cycles but rather on the application of the device and the wear and tear caused by this. The product lifetime is therefore determined by signs of wear and tear and damages that occur during use.

Ne pas utiliser un produit présentant des signes visibles d'usure ou de détérioration.

Après chaque traitement, retraiter la turbine selon les étapes suivantes :

	Bestdent Foshan Medical Equipment Co., Ltd	
	Mode d'emploi	N° de fichier : BS-CE-01-02-02
		Version: 4 .0
		Page: 8 of 14

4.1 Prétraitement

- 1) Après chaque traitement, essuyer les souillures visibles à la surface de la turbine à l'aide d'une boule de coton humide.
- 2) Retirer la fraise ;
- 3) Utiliser la clé pour ouvrir le capuchon arrière et retirer la cartouche ;
- 4) Nettoyer soigneusement la cartouche, le capuchon arrière et le corps sous l'eau courante à l'aide d'une petite brosse souple jusqu'à disparition de tout résidu visible ;
- 5) Après nettoyage, placer la cartouche dans la tête de la turbine en alignant l'ergot/les ergots de positionnement avec la rainure de la tête, puis visser fermement le capuchon arrière ;
- 6) Placer la turbine dans le conteneur destiné aux dispositifs contaminés de l'hôpital ou du cabinet.



Le prétraitement doit être réalisé immédiatement après la fin du traitement afin de faciliter le nettoyage ultérieur.

4) Principes de traitement

This device is supplied non-sterile and must be cleaned and sterilized by the end user . It is only possible to carry out effective sterilization after the completion of effective cleaning. Please ensure that, as part of your responsibility for the sterility of products during use, only sufficiently validated equipment and product-specific procedures are used for cleaning and sterilization, and that the validated parameters are adhered to during every cycle. Please also observe the applicable legal requirements in your country as well as the hygiene regulations of the hospital or clinic.

4.2 Nettoyage

Nettoyage externe manuel

La turbine est un dispositif réutilisable ; il est recommandé d'effectuer le nettoyage manuellement.

- 1) Utiliser de l'eau pure (ou de l'eau distillée/déionisée à une température de 20 à 40 °C) pour nettoyer la

turbine. Frotter délicatement la surface avec une brosse, puis l'essuyer soigneusement avec un chiffon doux

et absorbant. Répéter cette procédure 3 fois, pendant 3 minutes à chaque cycle de nettoyage, afin d'assurer l'élimination complète des résidus.

- 2) Nettoyage des surfaces : nettoyer les surfaces de la turbine avec un chiffon absorbant ou une brosse souple pendant au moins 3 minutes, jusqu'à disparition des souillures visibles.

3) Nettoyage des interstices et des zones de contact : broser les interstices et la zone de raccordement arrière du moteur par mouvements de va-et-vient pendant au moins 3 minutes, jusqu'à disparition des souillures et résidus visibles, puis essuyer avec un chiffon absorbant imbibé d'eau.

	Bestdent Foshan Medical Equipment Co., Ltd	
	Mode d'emploi	N° de fichier : BS-CE-01-02-02
		Version: 4 .0
		Page: 9 of 14

- 4) Nettoyer la turbine avec un détergent enzymatique 3 fois, 20 secondes à chaque fois, puis essuyer et nettoyer la turbine avec un chiffon absorbant 3 fois, 20 secondes à chaque fois, après le rinçage effectué à la première étape, et veiller à ce que tous les interstices et toutes les surfaces accessibles soient essuyés et nettoyés.
- 5) Utiliser de l'eau pure (ou de l'eau distillée/déionisée à une température de 20 à 40 °C) et une brosse pour rincer pendant au moins 3 minutes.
- 6) Sécher avec un chiffon stérile très absorbant et laisser sécher pendant un certain temps.
- 7) Après le nettoyage décrit ci-dessus, si une inspection visuelle révèle des souillures persistantes sur le raccord de fibre optique ou la lampe LED, essuyer délicatement la zone concernée avec un coton-tige imbibé d'une petite quantité d'alcool isopropylique à 70 %. Continuer l'essuyage jusqu'à disparition de tout résidu visible. Répéter cette opération 2 à 3 fois, en maintenant le contact pendant 3 à 5 minutes à chaque application. Ensuite, utiliser un coton-tige propre humidifié avec de l'eau pure, distillée ou déionisée pour rincer soigneusement la surface. Répéter ce rinçage pendant au moins 3 cycles (2 à 3 minutes chacun) afin d'éliminer tous les résidus. Après nettoyage, placer le dispositif dans un endroit bien ventilé pour le laisser sécher complètement à l'air libre. Vérifier que toutes les surfaces et tous les connecteurs sont visiblement secs avant toute utilisation ultérieure. Effectuer toutes les étapes dans un environnement ventilé afin d'éviter la pénétration de liquide dans les composants internes.
- 8) Si nécessaire, répéter la procédure ci-dessus jusqu'à élimination complète des souillures, afin de s'assurer qu'aucun résidu ne subsiste à la surface de la turbine.

Remarque : il est recommandé d'utiliser un détergent enzymatique certifié CE conformément à l'ISO 15883. Lors de l'utilisation du détergent enzymatique, respecter la concentration indiquée par le fabricant. Le produit utilisé peut être de type Neodisher MediZym forte (concentration : 5 mL de détergent par litre d'eau purifiée).

Utiliser uniquement un détergent enzymatique approuvé pour le retraitement des dispositifs médicaux. Respecter les instructions du fabricant du détergent enzymatique. L'utilisation d'un détergent enzymatique inapproprié peut avoir des effets négatifs sur les turbines :

- Endommagement ou corrosion
- Décoloration du produit
- Corrosion des pièces métalliques
- Réduction de la durée de vie

Respecter les informations fournies par le fabricant du détergent enzymatique. Ne pas utiliser de détergent enzymatique abrasif.

Nettoyage automatique non applicable.



Désinfection non applicable.

	Bestdent Foshan Medical Equipment Co., Ltd	
	Mode d'emploi	N° de fichier : BS-CE-01-02-02
		Version: 4 .0
		Page: 10 of 14

4.3 Mise sous sachet de stérilisation

Après nettoyage et séchage, placer rapidement la turbine dans un sachet de stérilisation médical.

Le sachet de stérilisation doit être suffisamment grand pour l'instrument afin que l'emballage ne soit pas étiré. L'emballage de stérilisation doit être conforme à l'ISO 11607-1 (par exemple, emballage composite papier/plastique) et adapté au procédé de stérilisation. Conditionner chaque instrument séparément dans un sachet de stérilisation individuel et vérifier l'étanchéité de la soudure.

Le sachet de stérilisation doit résister à une température élevée de 136 °C et présenter une perméabilité suffisante à la vapeur.

4.4 Stérilisation

La turbine est compatible avec la stérilisation à la chaleur humide en stérilisateur à chaleur humide. Une stérilisation est requise avant la première utilisation et après chaque patient, comme indiqué ci-dessous.

(1) Conditionnement

Conditionner conformément à la section 4.3 « Mise sous sachet de stérilisation ».

(2) Stérilisation

Utiliser uniquement les procédés de stérilisation à la vapeur suivants (procédé de pré-vide fractionné*) ; tout autre procédé de stérilisation est interdit :

- 1) Le stérilisateur à vapeur est conforme à l'EN 13060 ou certifié selon l'EN 285 pour satisfaire à l'EN ISO 17665 ;
- 2) Le procédé de stérilisation doit maintenir une température de 135 à 136 °C pendant au moins 3 minutes. L'ensemble du procédé est réalisé sous une pression comprise entre 200 et 230 kPa.
- 3) La température maximale de stérilisation est de 136 °C.

Lorsque la turbine est conditionnée dans un sachet de stérilisation, elle doit être stérilisée exclusivement en autoclave.

Avant utilisation, insérer la fraise et raccorder la turbine au moteur, puis vérifier son bon état.

Ne pas immerger la turbine dans de l'eau froide pour accélérer son refroidissement. Cela l'endommagerait de manière irréversible.

	Bestdent Foshan Medical Equipment Co., Ltd	
	Mode d'emploi	N° de fichier : BS-CE-01-02-02
		Version: 4 .0
		Page: 11 of 14

4.5 Séchage

La procédure de séchage fait normalement partie du programme du stérilisateur à vapeur. Sécher les turbines pendant au moins 15 minutes à l'aide du cycle de séchage de stérilisation. La température de séchage recommandée est de 40 à 90 °C.

Afin d'éviter toute détérioration de la turbine, s'assurer que l'intérieur et l'extérieur du dispositif sont secs à la fin du cycle.

Laisser les turbines dans leur sachet refroidir à température ambiante avant utilisation.

La température de séchage ne doit pas dépasser 136 °C.

Les turbines doivent être régulièrement inspectées et entretenues.

4.6 Inspection et maintenance

Cette section décrit le contrôle de l'état extérieur de la turbine.

- (1) Contrôler la turbine. Si des souillures restent visibles après le nettoyage/la stérilisation, l'ensemble du processus de nettoyage/désinfection doit être répété.
- (2) Contrôler la turbine. Si elle est manifestement endommagée, écrasée, désassemblée, corrodée ou déformée, elle doit être mise au rebut et ne doit plus être utilisée.
- (3) Contrôler la turbine. Si des accessoires sont endommagés, les remplacer avant utilisation. Les nouveaux accessoires de remplacement doivent être nettoyés, stérilisés et séchés.
- (4) Si le nombre d'utilisations de la turbine atteint la durée de vie spécifiée, la remplacer en temps utile.
- (5) Pendant le stockage, la turbine stérilisée ne doit pas être retirée de son sachet de stérilisation scellé.
Après stérilisation, si le sachet a été ouvert, il est recommandé d'utiliser la turbine dans les quatre heures.
- (6) Lubrifier le dispositif médical sec après le nettoyage et avant le procédé de stérilisation.
Orienter le dispositif médical vers le bas lors de la lubrification.
Faire fonctionner le dispositif médical afin de permettre l'évacuation de l'excédent d'huile.
Éliminer toute huile qui s'est échappée.

	Bestdent Foshan Medical Equipment Co., Ltd	
	Mode d'emploi	N° de fichier : BS-CE-01-02-02
		Version: 4 .0
		Page: 12 of 14

Un excès d'huile peut entraîner une surchauffe du dispositif médical.

[Remarques et précautions]

1. Ces produits sont conçus pour être utilisés dans un hôpital ou un cabinet dentaire et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins.
2. Utilisation réservée aux professionnels dentaires formés.
3. Avant utilisation, contrôler les fraises et le fonctionnement du mandrin en dehors de la cavité buccale du patient. En cas de desserrage, de vibrations excessives, de bruit anormal, de surchauffe, etc., ne pas poursuivre l'utilisation.
4. En cas d'anomalie à tout moment, arrêter immédiatement l'utilisation.
5. Utiliser des fraises conformes aux spécifications. Ne pas utiliser de fraises tordues, endommagées, défectueuses ou non conformes.
6. Maintenir le mandrin propre. La présence de graisse ou de corps étrangers à l'intérieur peut provoquer des vibrations, une diminution de la force de serrage ou d'autres anomalies.
7. Purger le compresseur d'air afin de garantir le bon fonctionnement de la turbine.
8. Veiller à utiliser une fraise adaptée, conformément aux instructions du fabricant.
9. Ne pas faire fonctionner la turbine sans fraise correctement verrouillée dans le mandrin.
10. Ne jamais tenter de retirer la fraise lorsque la turbine est en fonctionnement.
11. Ne pas démonter, modifier ni altérer la turbine.
12. Éviter les chocs et les chutes.
13. Tout incident grave survenu en relation avec le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

[Conditions de stockage et de transport]

Température : -10 à 55 °C ; humidité : 10 à 90 % HR

Protéger de l'humidité et éviter l'exposition au soleil et aux sources de chaleur pendant le transport.

[Bénéfices cliniques]

La turbine dentaire à grande vitesse permet une coupe particulièrement efficace à des vitesses pouvant atteindre 420 000 tr/min. Cela réduit considérablement la durée des procédures et améliore la productivité globale des cabinets dentaires. La précision est renforcée par une conception compacte de la tête, qui améliore la visibilité et le contrôle, avec souvent un éclairage LED pour une précision optimale, réduisant ainsi les lésions tissulaires et

	Bestdent Foshan Medical Equipment Co., Ltd	
	Mode d'emploi	N° de fichier : BS-CE-01-02-02
		Version: 4 .0
		Page: 13 of 14

assurant des interventions plus fluides. En outre, une conception technique avancée réduit le bruit et les vibrations, ce qui diminue significativement l'anxiété du patient et améliore son confort pendant les traitements.

[Date de fabrication]

Voir l'étiquette du produit.

[Durée de vie de cet instrument]

La durée de vie de la turbine est de 2 ans.

[Service après-vente]

BESTDENT FOSHAN MEDICAL EQUIPMENT COMPANY LIMITED

[Élimination]

Afin de réduire les risques pour la santé et l'environnement et de permettre le recyclage des matériaux, ce produit doit être éliminé dans une installation de collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques, conformément aux exigences environnementales locales.

[Explication des symboles]



Fabricant —



Numéro de

lot

Date de fabrication

— Ne pas utiliser si

l'emballage est

endommagé et

consulter le mode

d'emploi

Explications

générales, sans risque

Consulter le mode d'emploi

ou consulter le
mode d'emploi
électronique

Dispositif médical

	Bestdent Foshan Medical Equipment Co., Ltd	
	Mode d'emploi	N° de fichier : BS-CE-01-02-02
		Version: 4 .0
		Page: 14 of 14



Keep dry



Serial number



Non-sterile



Authorized representative: Lotus NL B.V.

Address:

Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands.

Tel: +31644168999

Email: info@lotusn.com

Bestdent Foshan Medical Equipment Co., Ltd.

Address: Building No. 3, 45, Middle

Yanjiang Road, Luocun, Shishan Town, Nanhai District, 528200 Foshan City

,
Guangdong PEOPLE'S REPUBLIC
OF CHINA

TEL: +0086-757-81803473

FAX: +0086-757-81803473

Email: info@bestdentmed.com

Release Date of User Manual:

2026.03.30

Version of User Manual: **V4**